

Délais indicatifs des résultats

Analyse	Délai
URGENCES	Résultats systématiquement communiqués au prescripteur par téléphone
Bactériologie ECBU	24 à 48 heures
Bactériologies autres	48 à 72 heures
Analyses transmises aux laboratoires spécialisés	7 jours à un mois
Précisions autres analyses	Voir catalogue infirmier

Résultats par mail ou Internet

- Noter l'adresse mail sur le bon infirmier
- Les résultats sont également transmis sur le DMP du patient s'il existe

Renseignements à obtenir :

(Liste non exhaustive)

Les renseignements sont importants car ils permettent d'interpréter un bilan biologique et d'optimiser la prise en charge du patient

Analyses	Renseignements à fournir si possible
Pour l'ensemble des analyses (et notamment s'il s'agit d'un bilan demandé en urgence)	Coordonnées téléphoniques des patients Raison de la demande (contrôle, perte/prise de poids, douleurs localisées, mise en place d'un traitement etc.)
β -HCG	Code pour que la patiente puisse obtenir ses résultats par téléphone La date des dernières règles
Créatinine selon formule cockroft	Poids du patient
Dosage médicamenteux	Date et Heure de la dernière prise Posologie
D-dimères	Suspicion de phlébite ? Le patient est-il déjà sous traitement anticoagulant ?
Groupe sanguin - phénotype - RAI	Nom de naissance Indiquer date d'injection d'anti-D (Rophylac) ou Date de transfusion Contrôle de la CNI obligatoire
Hémostase	Traitement anticoagulant
Hépatite B	Vérification post-vaccination ? Dans le cadre d'une grossesse ? Suivi d'hépatite B connue ?
Microbiologiques	Prise d'un antibiotique récent et si oui arrêt depuis combien de jours ?
Parasitologie, paludisme	Voyages récents ? Chimio prophylaxie anti-palustre ?
Troponine	Douleurs ? Suspicion infarctus ?

Guide rapide de prélèvement

Ce guide est un résumé des documents

-Manuel de prélèvement

-Catalogue des analyses

disponibles sur notre site internet :

www.labo-normandie-maine.fr

Rappels de bonnes pratiques :

Avant utilisation, les boîtes et les tubes de prélèvements à votre disposition doivent être conservés à température ambiante 15-25°C

Transporter les prélèvements en respectant les délais et températures d'acheminement qui sont précisés dans le Manuel de prélèvement et Catalogue des analyses.

Laboratoire	Téléphone	Mail
Alençon	02 33 31 46 10	alencon@nm.synlab.fr
Argentan	02 33 67 87 80	argentan@nm.synlab.fr
Domfront	02 33 38 50 62	dft@nm.synlab.fr
Evron	02 43 01 25 07	evron@nm.synlab.fr
La Ferté Macé	02 33 37 18 00	secretariat@nm.synlab.fr
Mayenne	02 43 04 67 45	mayenne@nm.synlab.fr
Sees	02 33 28 77 14	sees@nm.synlab.fr
Villaines la Juhel	02 43 03 23 86	vlij@nm.synlab.fr
Téléphone de garde, URGENCES VITALES uniquement :		02 33 37 09 77/ 02 33 67 87 80

Analyses à délais de transmissions courts (attention cette liste n'est pas exhaustive)

Analyses	Tube	Délais
ACTH	EDTA-Aprotinine	<4h
Antithrombine	Citraté	<4h
Calcitonine	Sec	<4h
Chromogranine A	Sec	<4h
Érythropoïétine	Sec	<4h
Facteurs de coagulation	Citraté	<4h
Marqueurs tumoraux hcg homme	Sec	<4h
Phosphore	Sec	6h
Potassium plasmatique	Hépariné	8h
Protéine C / Protéine S	Citraté	<4h
Quantification ARN hépatite C	Sec	<4h
Rénine sérique (Préciser position du patient)	EDTA	<4h
TCA	Citraté	6h
Trisomie	Sec	6h
Vitamine B1	EDTA	<4h
Vitamine B6	EDTA	<4h
Vitesse de sédimentation	EDTA	6h

Tubes	Analyses
Citraté (bleu)	Hémostase (TP, TCA, DDI...)
Sec (jaune) avec gel	Bilan lipidique Créatinine (DFG) Digoxine, Dépakine Marqueurs tumoraux Protéines Bilan hépatique Allergènes Sérologies infectieuses HCG Bilan martial Vitamines B12, B9, D ProBNP PCT Anticorps (ATHY, ACRTSH...)
Hépariné (vert)	Ionogramme (Na/K/Cl) Troponine
EDTA (violet)	Hémoglobine glyquée (HbA1c) NFS /Plaquettes Groupes sanguins* (2 prélèvements distincts obligatoires) Agglutinines / RAI* (*2 tubes si groupe + RAI) VS Parathormone PTH Tacrolimus Folate érythrocytaires
Fluoré (gris)	Glycémie

Critères de refus

Critères de refus d'un prélèvement :

- Absence d'identité sur les échantillons
- Erreur sur le nom
- Tube Hépariné/Citraté/EDTA coagulé
- Tube Citraté non rempli
- Délai dépassé
- Tube non adéquat

Liste des analyses médicales à réaliser à jeun depuis 10h (idéalement 12h)

APOA/APOB	Osmolarité (sang)
Bilirubine totale/directe	Prolactine
Cholestérol	Triglycérides
Folate	VS
Folate érythrocytaire	Glucose

Manuel de prélèvement

Pour accéder rapidement à vos documents et aux examens.

Vous pouvez vous rendre sur le site
<https://lbm-normandiemaine.manuelprelevement.fr/>

Ou sur l'application VISKALIACC

